

Recommandations d'utilisation



1. Tourner (un tour) et tirer simultanément afin d'enlever le capuchon protecteur.



2. Le site de ponction est indiqué par deux flèches situées sur les côtés de la lancette.

1. Enlever le capuchon protecteur (fig.1)
2. Placer le bord de la lancette le long de l'ongle (à environ 2 mm) (fig.2)
3. Appuyer sur le bouton poussoir



Laboratoires NEPHROTEK

Sogaris 122
94524 Rungis Cedex
Tél: 01 46 87 12 82
Fax: 01 46 87 12 31