


Gebrauchshinweise

Die sichere Art der Kapillarblutentnahme!

Die Nadel zieht sich nach Gebrauch automatisch wieder zurück!



Den Nadelschutz durch Drehen (eine ganze Umdrehung) und Abziehen der Schutzkappe entfernen



Die Lanzette etwa 2 mm vom Nagel entfernt ansetzen und durch Knopfdruck auslösen

1. Schutzkappe entfernen

2. Die Lanzette soll leicht aber sicher am Finger des Patienten ruhen, die Markierungen entlang der Lanzette kennzeichnen die Einstichstelle

3. Knopf drücken



MEDLANCE PHARMA GMBH

RANKGASSE 11/34
A-1160 WIEN

T +43-1-4953100

F +43-1-4949695

E SERVICE@MEDLANCE.COM